

Was zeichnet den neuen kabellosen **RAPIDO-SEC®** aus?


RAPIDO-SEC® zeichnet sich aus durch

- eine äusserst einfache Anwendung
- eine sehr hohe Erfolgsquote
- eine kodierte Funkverbindung, die das Gerät störunempfindlich gegen industrielle und im häuslichen Gebrauch verwendeten Funkanlagen macht

Der Sensor und der kleine Sender werden einfach mit Hilfe eines selbstklebenden Klettbandes in einem gut sitzenden Slip befestigt. Das Alarmkästchen kann dank der Funktechnik an beliebiger Stelle platziert werden.

Weitere Merkmale:

- Samtweicher, grossflächiger und waschbarer Sensor, der in einem gewöhnlichen Slip getragen wird
- Keine offenen elektrischen Teile mit Körperkontakt
- Es sind keine Windeleinlagen, Binden oder andere Hilfsabdeckungen notwendig
- **RAPIDO-SEC®** ist auch für Teenager und Erwachsene geeignet
- Zuverlässiges und schnell auslösendes Wecksignal
- Erfüllt die strenge schwedische Norm SS 486 03 01 für Medizinalausrüstung, die verlangt, dass der Strom durch die Elektroden des Sensors nicht grösser als 10 μ A sein darf
- Lange Batterielebensdauer
- Keine Nebenwirkungen
- Swissmade und **CE**-zertifiziert
- Seit über 35 Jahren bewährt und stets verbessert



Ein Therapie-Set besteht aus:

- 1 Alarmkästchen
- 1 Sender
- 3 Sensoren
- Zusatzmaterial